


Suckle pratique

Guide des tailles de tétérelles

Attention, vous devez mesurer votre mamelon après une tétée ou après avoir tiré votre lait.
(si vous devez mesurer votre mamelon au repos, prévoyez 2 mm de plus).



Guides des tailles selon les marques

	MEDELA	MAMIVAC	DTF *		AMEDA
			P	FP	
S	21		21	21	21
M	24		24	24	24
L	27	28	26	26	28,5 à 30,5
XL	30	36	30	30	32,5 à 36
XXL	36				

 Taille standard de la tétérelle du set

* P : Taille de bonnet de A à D.

* FP : Taille de bonnet au delà de D.

